




MSAK812

USD69

Product Images



Descripción

Este accesorio de unión es capaz de sujetar a una variedad de bases. El MSAK812 firmemente asegura dos luces LED para la visualización asistida. El producto viene con un hub USB con 4 puertos que se pueden utilizar para los 2 luces LED incluidas y más. Este producto también incluye el soporte de muestras BL-GC1 que se puede conectar como un puesto en el MSAK812 y puede sostener un objeto y rotar para visualización adicional.

Additional Information

Periodo de Garantía	1 año
Fabricado en	China
Servicio y Mantenimiento	EE.UU. (www.dinolite.us) Inglés y Español
Aprobación Regulatoria	ROHS
Dimensiones	3.2cm (W) x 3.2cm (L) x 4.8cm(H)/ 1.25" x 1.25" x 1.89"
Peso	550g/ 1.2 lbs
Material	Metal
Compatible con	MS35B, MS36B, MS35T, RK-10A stand
Paquete Incluye	LED Holder, 4 port USB Hub, 2 USB LED Lights
Dimensiones del Paquete	16.5cm(L)x 10.1cm(W) x 5.7cm(H)/ 6.5" x 3.98" x 2.24"
Peso de Paquete	142g/ 5oz

