



AM7023CT

USD599

Product Images





Descripción

La cámara C-Mount Dino-Eye AM7023CT con conexión USB y de 5 megapíxeles le permite adjuntar una cámara digital a un dispositivo óptico para que usted pueda observar claramente en tiempo real lo que su microscopio esta viendo en una computadora o proyectado para que lo vea una audiencia. El AM7023CT tiene un gatillo MicroTouch para capturar imágenes sin hacer click en el mouse o usando el teclado. Con su interfaz de USB, usted puede fácil y directamente grabar imágenes en su computadora con el software incluido para PC DinoCapture o el software para MAC DinoXcope. El Dino-Eye AM7023CT es el acompañante perfecto para trabajo, clínica, o laboratorio usando cualquier microscopio que permita adjuntar una cámara C-Mount.

Additional Information

Tamaño del sensor	N/A
Tipo de Sensor	CMOS
Resolución	2592 × 1944 píxeles
Megapíxeles	5 MP
Tasa de imagen (máximo)	30 FPS
Base de Ampliación	1x
Sistema Operativo	Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS 10.5+
Software Incluido	DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Tipo de conexión	USB 2.0
Formatos de imagen Guardar (Windows)	BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Formatos de imagen Guardar (Mac OS)	JPEG, PNG
Guardar vídeo formatos (Windows)	WMV, FLV, SWF
Guardar vídeo formatos (Mac OS)	MOV
Microscopio de conexión	Trinocular (C-mount)
Diámetro de Base	32mm
Dimensiones	4.8cm (L) x 3.2cm (D) (1.89" x 1.26")
Peso	100g (3.5 oz)
Longitud del cable	182cm (71.65 in)
Material de la caja	Metal
Medición	Sí
Microtouch Sensor	Sí
Paquete Incluye	Camera, Carry Pouch, Software CD, Standard Calibration Target
Periodo de Garantía	2 años
Fabricado en	Taiwan
Servicio y Mantenimiento	EE.UU. (www.dinolite.us) Inglés y Español
Aprobación Regulatoria	CE, FCC

